

JERSEY TUBULAIRE HYDROFUGE A COTES 2/1 - 100% POLYESTER

NOM COMMERCIAL : **JERSEY HYDROFUGE POLYESTER**

USAGES DU DISPOSITIF :

UTILISATION :

Les tubes de JERSEY sont destinés à chausser les membres ou parties du corps, devant recevoir un appareil plâtré. Ils évitent au système pileux d'être pris dans la bande plâtrée, et en facilite la dépose.

PRESCRIPTEUR : Médecin

INSTALLATEUR : Médecin, Infirmier ou plâtrier sous la responsabilité du médecin.

Garanti sans Latex

CLASSE CE : I Non stérile

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

- **MATIERE :** Tricot à côtes 2/1 - 100% Polyester écru.
- **PRESENTATION :**
Largeurs : 3 - 5 - 7 - 10 - 12- 15 - 20 - 25 cm.
Conditionnement en rouleaux (10 ou 25 mètres, +/- 3%).
Les jerseys sont conditionnés sous film polyéthylène, étiquetés avec indication de la largeur et du N° de lot de fabrication.
- **REMANENCE :** Après relâchement les tubes étirés du double de leur largeur pendant 10 secondes, ne doivent pas être élargis de plus de 10%.
- **POIDS AU METRE :** En grammes +/- 5%.

LARGEUR	3 Cm	5 Cm	7 Cm	10 Cm	12Cm	15 Cm	20 Cm	25 Cm
POIDS AU METRE LINEAIRE	14 gr	20 gr	27 gr	36 gr	46 gr	57 gr	71 gr	84 gr

- **TRAITEMENT :** Les tricots de jersey ne sont pas traités en décontamination.

CONTRE INDICATIONS : Ne pas utiliser directement en contact avec une peau lésée.

PRECAUTION D'EMPLOI : Néant.

CONDITIONS DE STOCKAGE : A l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

PRECAUNISATION DE PROCEDE DE STERILISATION : A l'oxyde d'éthylène, à la chaleur humide (vapeur) ou par rayonnements ionisants.

DUREE DE VIE : 5 ans.

PROCEDE DE DESTRUCTION CONSEILLE : Par incinération.

CERTIFICATS : Les matières premières mises en jeu dans les dispositifs médicaux disposent du Certificat OEKO-TEX Standard 100 Groupe I (articles pour bébés).

LIEU DE FABRICATION : Notre usine française de Port-Brillet

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mr Thierry MAHE – Directeur Général



ISO 9001

MAILL'TUB sa
ZA de la Madeleine - BP N°7
F-53410 PORT-BRILLET
Tél: +33-(0)2.43.68.83.86
Fax: +33-(0)2.43.68.86.36
mailltub@wanadoo.fr



Nov. 2015
Page :1/1