



## ARTICLE : **ECHC5**

### ❖ USAGE ET DESTINATION

Permet le maintien, contre le torse des membres supérieurs immobilisés par un appareil plâtré. Soulage le poids de l'avant-bras plâtré ou douloureux du patient.

### ❖ DESCRIPTION

Bande de mousse PU expansée garnie par un tricot tubulaire à côtes 2/1 100% coton naturel écru. **Article à usage unique vendu NON STERILE.**

### ❖ CARACTERISTIQUES

Bande pour écharpe de largeur 5cm, longueur 15m.

### ❖ PRESENTATION, CONDITIONNEMENT

Bande continue de 15m. Pliage de la bande en accordéon dans une boîte distributrice avec fente de sortie. Permet de couper la longueur adaptée à chaque patient. Contrairement à une présentation en rouleau de 2x7.5m, la manipulation est plus aisée et les pertes réduites. Des agrafes fournies dans chaque boîte permettent une utilisation facile et économique.

### ❖ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET ERGONOMIE

La mise en œuvre du jersey tubulaire doit être effectuée par un praticien médical formé à son application.



FICHE TECHNIQUE



# ECHARPE DE MAINTIEN EN COTON

## ❖ DUREE DE VIE

5 ans.

## ❖ CONDITIONS DE STOCKAGE

Ce produit – non stérilisé - conserve toutes ses caractéristiques dans un délai de 60 mois s'il est stocké à température ambiante, au sec, à l'abri de la lumière, du gel et d'une source de chaleur.

## ❖ CONFORMITE

La gamme de produits jersey tubulaire polyester bénéficie du Marquage CE. **Classe CE : I Non stérile.**

## ❖ RESULTATS ANALYSES

Articles conformes aux exigences de cytotoxicité, de sensibilisation et d'irritation cutanée.

## ❖ ATTESTATION

- Absence de Latex.
- Absence de matériaux recyclés.
- Absence d'additifs à double fonctionnalité.
- Absence de phtalates, bisphénol.
- Absence de nanoparticules.
- Absence de substances d'origine animale.
- Absence de pyrogènes.
- Compatible avec l'IRM.
- Conformité avec directive REACH sur la base de la liste SVHC du 27/6/2018.
- certificat OEKOTEX Standard 100

## ❖ LAVAGE & ENTRETIEN

Bande lavable à 30°C. Pas lavage à sec ou de séchage en sèche-linge.

## ❖ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Le système de management de la qualité de l'entreprise MAILL'TUB est certifié ISO9001 & ISO13485.
- Matéiovigilance : La matéiovigilance est prise en compte et gérée dans notre système d'assurance qualité par la procédure PQ N° 08/001.
  - Correspondant Matéiovigilance : Mr Thierry MAHE ([direction@mailltub.com](mailto:direction@mailltub.com)).
- Fabrication Française dans notre usine de Port-Brillet.

FICHE TECHNIQUE



MAILLTUB  
ZA DE LA MADELEINE  
F – 53410 PORT-BRILLET  
Tél : 02.43.68.83.86

