

# JERSEY TUBULAIRE COTON A COTES

NOM COMMERCIAL : **JTER**



## UTILISATION

Les tubes de JERSEY sont destinés à chauffer les membres ou parties du corps, devant recevoir un appareil plâtré. Ils évitent au système pileux d'être pris dans la bande plâtrée, et en facilite la dépose.

**CLASSE CE : I Non stérile**

## CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

- **MATIERE** : Tricot à côtes en pur COTON naturel, écru exempt d'impuretés.
- **PRESENTATION** : En rouleau de 10 ou 25 mètres, +/- 3%.  
Largeurs : 3 - 5 - 7 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 cm.  
Les rouleaux sont conditionnés sous film polyéthylène soudé, étiquetés avec indication de la largeur et du N° de lot de fabrication.
- **REMANENCE** : Après relâchement les tubes étirés du double de leur largeur pendant 10 secondes, ne doivent pas être élargis de plus de 10%.
- **POIDS AU METRE** : En grammes +/- 5%.

**Garanti sans Latex**

LARGEUR	3 Cm	5 Cm	7 Cm	10 Cm	12 Cm	15 Cm	20 Cm	25 Cm	30 Cm
<b>25 m</b>	JTER03	JTER05	JTER07	JTER10	JTER12	JTER15	JTER20	JTER25	JTER30
Marquage CE N° enregistrement	B.I.05988-97	B.I.05989-97	B.I.05990-97	B.I.05991-97	B.I.05431-98	B.I.05992-97	B.I.05993-97	B.I.05994-97	B.I.05432-98
<b>POIDS</b>	14 gr	20 gr	27 gr	36 gr	46 gr	57 gr	71 gr	84 gr	89 gr
LARGEUR	3 Cm	5 Cm	7 Cm	10 Cm	12 Cm	15 Cm	20 Cm	25 Cm	30 Cm
<b>10 m</b>	JTER103	JTER105	JTER107	JTER110	JTER112	JTER115	JTER120	JTER125	JTER130
Marquage CE N° enregistrement	B.I.05433-98	B.I.05434-98	B.I.05435-98	B.I.05436-98	B.I.05437-98	B.I.05438-98	B.I.05439-98	B.I.05440-98	B.I.05441-98
<b>POIDS</b>	14 gr	20 gr	27 gr	36 gr	46 gr	57 gr	71 gr	84 gr	89 gr

**CONTRE INDICATIONS** : Ne pas utiliser directement en contact avec une peau lésée.

**PRECAUTION D'EMPLOI** : Néant.

**CONDITIONS DE STOCKAGE** : A l'abri de la chaleur, de la lumière et d'une humidité excessive.

**PRECAUNISATION DE PROCEDE DE STERILISATION** : A l'oxyde d'éthylène ou par rayonnements ionisants. La stérilisation à la chaleur humide (vapeur) est possible mais peut provoquer un léger élargissement du tricot.

**DUREE DE VIE** : 5 ans.

**PROCEDE DE DESTRUCTION CONSEILLE** : Par incinération.

**LIEU DE FABRICATION** : Notre usine française de Port-Brillet

**CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE** : La matériovigilance est traitée dans notre système d'assurance qualité par la procédure PQ N° 08/001. Mr Thierry MAHE – Directeur Général



**COMPLEMENT D'INFORMATION** : Nous proposons aussi le jersey tubulaire coton en version « décontaminé ». La décontamination étant réalisée à l'oxyde d'éthylène.

**MAILL'TUB sa**

ZA de la Madeleine - BP N°7

F-53410 PORT-BRILLET

Tél: (33)-02.43.68.83.86

Fax: (33)-02.43.68.86.36

e-mail : [commercial\\_mailltub@orange.fr](mailto:commercial_mailltub@orange.fr)

e-mail : [mailltub@wanadoo.fr](mailto:mailltub@wanadoo.fr)



**ISO 9001**

Juin 2015