



❖ USAGE ET DESTINATION

Les maillots et caleçons de JERSEY sont destinés à chauffer les membres supérieurs et le buste, devant recevoir un appareil plâtré. Ils évitent au système pileux d'être pris dans la bande plâtrée, et en facilite la dépose.

DESCRIPTION

Tricot tubulaire à côtes 2/1, 100% coton naturel écru. **Article vendu NON STERILE.**
Coton labellisé BCI (Better cotton Initiative).

CARACTERISTIQUES

Taille	Enfant 6mois/2ans	Enfant 3/5 ans	Enfant 6/8 ans	Enfant 9/12 ans	Adulte petit	Adulte grand
MAILLOTS						
Code article	MACT1	MACT2	MACT3	MACT4	MACT5	MACT6
CALECONS						
Code article	CACT1	CACT2	CACT3	CACT4	CACT5	CACT6
Stature	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm

PRESENTATION, CONDITIONNEMENT

Conditionnement en sachet polyéthylène scellé contenant 5 maillots. Etiquetage avec indication de la taille, des dates de fabrication et de limite d'utilisation et logos qui informent sur les conditions d'utilisation et de stockage (suivant norme ISO 15223-1 étiquetage).

DUREE DE VIE

5 ans

CONDITIONS DE STOCKAGE

Ce produit conserve toutes ses caractéristiques dans un délai de 60 mois s'il est stocké à température ambiante, au sec, à l'abri de la lumière, du gel et d'une source de chaleur.

CONFORMITE

La gamme de produits maillots coton bénéficie du Marquage CE. Classe CE : I Non stérile.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET ERGONOMIE

La mise en œuvre du jersey tubulaire doit être effectuée sous la responsabilité d'un médecin.



RESTRICTION & USAGES INAPPROPRIÉS

Ne pas utiliser en contact direct avec une peau lésée.

Effectuer une stérilisation suivant une méthode validée préalablement à l'usage :

- sur bébé prématuré,
- sur patient susceptible de présenter un déficit immunitaire,
- en post-opératoire
- sur peau lésée protégée d'un pansement étanche ou non.

RESULTATS ANALYSES

Articles conformes aux exigences de cytotoxicité, de sensibilisation et d'irritation cutanée.

ATTESTATION

- Absence de Latex.
- Absence de matériaux recyclés.
- Absence d'additifs à double fonctionnalité.
- Absence de phtalates, bisphénol.
- Absence de nanoparticules.
- Absence de substances d'origine animale.
- Absence de pyrogènes.
- Compatible avec l'IRM.
- Conformité avec directive REACH sur la base de la liste SVHC du 08/07/2021.
- certificat OEKOTEX Standard 100

REUTILISATION ET VALORISATION DE L'ARTICLE APRES USAGE

Matériau 100% recyclable. Si après usage, le produit est souillé ou en l'absence de filière de recyclage, le mode d'élimination préconisé est l'incinération (valorisation énergétique).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Le système de management de la qualité MAILL'TUB est certifié ISO 9001 et ISO 13485.
- Les jerseys tubulaires 100% coton sont stérilisables -en respect d'une méthode validée.
- Matéiovigilance : La matéiovigilance est prise en compte et gérée dans notre système d'assurance qualité par la procédure PQ N° 08/001.
 - Correspondant Matéiovigilance : Mr Thierry MAHE (direction@mailltub.com).
- Label coton BCI : Ce label certifie que tout au long de la chaîne de transformation du coton, de sa culture jusqu'à sa transformation finale, les exigences environnementales, sociétales, éco-responsables dictées par la BCI foundation sont respectées. <https://bettercotton.org>
 - gestion des ressources en eau , préservation des sols,
 - méthodes de cultures vertueuses et respectueuses de la biodiversité,
 - accès à un habitat décent, à la formation, à l'éducation et à la santé pour tous les travailleurs et leurs familles.
 - Conditions et sécurité au travail.
- Fabrication Française dans notre usine de Port-Brillet.